


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lsh/Hells Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Nrz9

Numéro d'article: CM0007580



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre Lsh/HELLS humain (Q9NRZ9), validé pour WB, IF, IHC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux recherches sur le remodelage de la chromatine et la méthylation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lsh/HELLS mAb de lapin
Remarques/alias	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbla10143; Lsh/HELLS
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3070
ID du gène	3070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 614-838 de Lsh/HELLS humain (NP_060533.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NRZ9
Poids de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace