

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lsm1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15116

Numéro d'article: CM0017413

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LSM1 humain (SWISS O15116). Validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Utile pour étudier la dégradation des ARNm et le traitement des ARNm d'histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LSM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CASM ; YJL124C ; LSM1
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	27257
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-133 du LSM1 humain (NP_055277.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O15116
Poids Moléculaire de la Protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace