

Anticorps Polyclonal Anti-Lsm11 Pour Wb, Elisa - P83369

Numéro d'article: CM0030096



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LSM11 humain, un composant clé du complexe U7 snRNP impliqué dans le traitement de l'ARNm des histones. Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain et le rat. Idéal pour les études sur le cycle cellulaire et le traitement de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LSM11 Lapin pAb
Remarques/Alias	AGS8; LSM11
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	134353
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 131-360 de LSM11 humain (NP_775762.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P83369
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace