

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lsm12 Pour Wb, Elisa - Q3Mhd2

Numéro d'article: CM0022100

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LSM12 humain, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur la signalisation calcique médiée par NAADP. Poids moléculaire de la protéine : 22 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	LSM12 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PNAS-135; LSM12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	124801
GeneID	124801
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-195 de LSM12 humain (NP_689557.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q3MHD2
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sachet de glace