

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lsm14A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nd56

Numéro d'article: CM0019584



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine LSM14A (RAP55), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Outil clé pour l'étude des corps P, de la répression traductionnelle et de la régulation du fuseau mitotique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin LSM14A
Remarques/Alias	RAP55 ; FAM61A ; RAP55A ; C19orf13 ; LSM14A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26065
GeneID	26065
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la LSM14A humaine (NP_001107565.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8ND56
Poids protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace