

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lsm4 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Y4Z0

Numéro d'article: CM0028461



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LSM4, une protéine de type Sm associée à l'ARNsn U6 impliquée dans l'épissage des pré-ARNm. Validé pour Western blot (WB), immunoprécipitation (IP) et ELISA ; réagit croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LSM4 Lapin pAb
Remarques/Alias	GRP; YER112W; LSM4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25804
GeneID	25804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-139 de LSM4 humaine (NP_036453.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4Z0
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace