

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Lsp1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P33241

Numéro d'article: CM0005927



Introduction

mAb Lapin LSP1 (P33241) validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Spécifique à la protéine 1 spécifique des lymphocytes, idéal pour la recherche sur l'activation des neutrophiles et la chimiotaxie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin LSP1
Remarques/Alias	WP34; pp52; LSP1
Espèce	Humain
GenelD	4046
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33241
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace