

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lsp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P33241

Numéro d'article: CM0029547



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le LSP1 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit croisé avec l'humain et la souris. Utile pour l'étude de l'activation des neutrophiles et de la chimiotaxie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LSP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	WP34; pp52; LSP1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4046
GeneID	4046
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-339 du LSP1 humain (NP_002330.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P33241
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace