

## Anticorps Polyclonal Anti-Lsr Pour Wb Et Elisa - Q86X29

Numéro d'article: CM0029455

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LSR humain (récepteur des lipoprotéines stimulé par la lipolyse), validé pour WB et ELISA, présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur la clairance des lipoprotéines et la biologie des jonctions serrées.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | LSR Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | ILDR3; LISCH7; LSR                                                                                                         |
| Espèce             | Humain                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)    | 51599                                                                                                                      |
| GeneID             | 51599                                                                                                                      |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-240 du LSR humain (NP_057009.3). |
| Source             | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                      |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                        |
| SWISS              | Q86X29                                                                                                                     |
| Poids protéique    | 71kDa                                                                                                                      |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                               |