


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lta Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01374

Numéro d'article: CM0016616



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la LTA humaine (Lymphotoxine-alpha), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur les cytokines et la nécrose tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-LTA
Remarques/Alias	LT; TNFB; TNFSF1; TNLG1E; LTA
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4049
Identifiant de gène	4049
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-205 de la LTA humaine (NP_000586.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01374
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace