


Anticorps Monoclonal Anti-Lta4H Pour Wb - P09960

Numéro d'article: CM0009961



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la LTA4H humaine (leukotriene A4 hydrolase) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'inflammation et les médiateurs lipidiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	LTA4H Lapin mAb
Remarques/Alias	LTA4H; leukotriene A4 hydrolase
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4048
ID de Gène	4048
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 501-600 de la LTA4H humaine (P09960)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09960
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace