


Anticorps Polyclonal Anti-Lta4H Pour Wb Et Elisa - P09960

Numéro d'article: CM0020336



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LTA4H humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. LTA4H est une enzyme bifonctionnelle impliquée dans la biosynthèse des leucotriènes B4 et la résolution de l'inflammation. Idéal pour la recherche sur les maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LTA4H Lapin pAb
Remarques/Alias	LTA4H
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4048
GeneID	4048
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 312-611 de LTA4H humain (NP_000886.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09960
Poids moléculaire	69kDa
Expédition	Sac de glace