


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ltb4R Pour Wb, Elisa - Q15722

Numéro d'article: CM0013066



Introduction

Le pAb de lapin LTB4R est un anticorps polyclonal élevé chez le lapin contre un peptide synthétique de LTB4R humain. Validé pour WB et ELISA, il réagit de manière croisée avec la souris et le rat, permettant la recherche sur l'inflammation et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LTB4R Lapin pAb
Remarques/Alias	BLT1; BLTR; P2Y7; GPR16; LTBR1; P2RY7; CMKRL1; LTB4R1; LTB4R
Espèce	Humain
ID de Gène	1241
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 253-352 du LTB4R humain (NP_001137391.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q15722
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace