

Anticorps Polyclonal Anti-Ltbp3 Pour Wb, Elisa - Q9Ns15

Numéro d'article: CM0013133

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-LTBP3 pour WB et ELISA, réactif avec l'humain et le rat. LTBP3 est un régulateur clé de l'activation du TGF-beta, associé à la matrice extracellulaire. Idéal pour la recherche IVD et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LTBP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	DASS; LTBP2; LTBP-3; STHAG6; pp6425; GPHYSD3; LTBP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4054
GeneID	4054
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1004-1303 du LTBP3 humain (NP_001123616.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	Q9NS15
Poids Protéique	139kDa
Expédition	Sac de glace