

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ltbr Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36941

Numéro d'article: CM0029136



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant LTBR/TNFRSF3 humain. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et la signalisation NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LTBR Rabbit pAb
Remarques/Alias	TNFCR ; TNFR3 ; D12S370 ; TNFR-RP ; TNFRSF3 ; TNFR2-RP ; LT-BETA-R ; TNF-R-III ; LTBR
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4055
ID du gène	4055
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 336 et 435 de LTBR humain (NP_002333.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36941
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace