

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ltf Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02788

Numéro d'article: CM0017467



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LTF humain validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la lactotransferrine de souris et de rat (~78 kDa), une protéine clé de liaison du fer dans l'immunité innée et la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LTF Rabbit pAb
Remarques/Alias	LF ; HLF2 ; GIG12 ; HEL110 ; LTF
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	4057
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-352 de la LTF humaine (NP_002334.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02788
Poids Moléculaire de la Protéine	78kDa
Expédition	Sac de glace