

Anticorps Polyclonal Anti-Luc7L2 Pour Wb, Elisa - Q9Y383

Numéro d'article: CM0015559

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LUC7L2, validé pour WB et ELISA. Cible LUC7L2 humain et murin, une protéine putative de liaison à l'ARN localisée dans les speckles nucléaires. Idéal pour la recherche sur l'épissage et l'expression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	LUC7L2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CGI-59 ; CGI-74 ; LUC7B2 ; LUC7L2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51631
GeneID	51631
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y383
Poids protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace