

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lumican (Lum) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P51884

Numéro d'article: CM0003118

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la Lumican (LUM) humaine, validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Adapté pour la recherche sur la matrice extracellulaire et la cornée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lumican (LUM) mAb de lapin
Remarques / Alias	LDC ; SLRR2D ; Lumican (LUM)
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4060
GenelD	4060
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 212-338 de la Lumican (LUM) humaine (NP_002336.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P51884
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace