

Anticorps Polyclonal Anti-Sous-Unité Bêta De L'hormone Lutéinisante (Lhb) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01229

Numéro d'article: CM0026537

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LHB humain (sous-unité bêta de l'hormone lutéinisante). Convient pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études d'endocrinologie de la reproduction et de signalisation hormonale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LHB Lapin pAb
Remarques/Alias	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; LHB
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3972
ID de Gène	3972
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 62-141 du LHB humain (NP_000885.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01229
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace