

Anticorps Polyclonal Anti-Sous-Unité Bêta De La Lutropine (Lhb) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01229

Numéro d'article: CM0018742

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité bêta de la lutropine humaine (LHB) pour WB, IHC-P et ELISA. Validé sur des échantillons humains ; convient à la recherche en endocrinologie de la reproduction. PM prédit ~15 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LHB Lapin pAb
Remarques/Alias	LHB; CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; sous-unité bêta de la lutropine; Lutropin subunit beta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3972
GeneID	3972
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 21-141 de la LHB humaine (NP_000885.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01229
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace