

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lxr Bêta/Ner Pour Wb, Elisa - P55055

Numéro d'article: CM0026162



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KD ciblant le LXR bêta/NER humain (NR1H2). Idéal pour les applications de Western Blot et ELISA dans les études sur le métabolisme du cholestérol et la régulation transcriptionnelle. SWISS : P55055.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] LXR bêta/NER pAb de lapin
Remarques/Alias	NER ; UNR ; LXRB ; LXR-b ; NER-I ; RIP15 ; NR1H2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	7376
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du LXR bêta/NER humain (NP_009052.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P55055
Poids moléculaire protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace