

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lxr Beta/Ner Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55055

Numéro d'article: CM0023103



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin LXR beta/NER, validé pour WB, IF/ICC, ELISA, réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le récepteur des oxystérols LXR-bêta pour la recherche sur les récepteurs nucléaires et le métabolisme du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LXR beta/NER Lapin pAb
Remarques/Alias	NER; UNR; LXRb; LXR-b; NER-I; RIP15; NR1H2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7376
GeneID	7376
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 180-260 du LXR beta/NER humain (NP_009052.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55055
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace