


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lxr α Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13133

Numéro d'article: CM0011290



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le LXR α humain (Q13133), adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Le LXR α est un récepteur nucléaire clé dans la régulation de l'homéostasie du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LXR α AcM de lapin
Remarques/Alias	LXRA ; LXR-a ; RLD-1 ; LXR α
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10062
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du LXR α humain (Q13133).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13133
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace