


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lxr α Pour Wb Et Elisa - Q13133

Numéro d'article: CM0019495



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le récepteur des oxystérols LXR-alpha (Liver X Receptor alpha) humain, validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'homéostasie du cholestérol et la signalisation des récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LXR α Rabbit pAb
Remarques / Alias	LXRA; LXR-a; RLD-1; LXR α
Espèce	Humain
Identifiant de gène	10062
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-230 de la LXR α humaine (NP_005684.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13133
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace