

Anticorps Monoclonaux Anti-Ly-6G Pour Fc - P35461

Numéro d'article: CM0012463

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la souris Ly-6G (Gr-1), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des granulocytes dans la moelle osseuse de souris et d'autres tissus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris Ly-6G mAb
Remarques/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	80740
GeneID	546644
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-134 de la souris Ly-6G (NP_001297367.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P35461
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace