

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ly-6G Pour Wb, If-P, Elisa - P35461

Numéro d'article: CM0023721

Introduction

Ly-6G Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour le WB, l'IF-P et l'ELISA. Il détecte spécifiquement la protéine Ly-6G de souris, une protéine ancrée par GPI exprimée dans la moelle osseuse, idéale pour les études sur les cellules myéloïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Ly-6G Rabbit pAb
Remarques/Alias	Gr1 ; Gr-1 ; Ly-6G
Espèce	Souris
GeneID	546644
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-105 de la Ly-6G de souris (NP_001297367.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P35461
Poids Moléculaire Protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace