

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ly6E Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16553

Numéro d'article: CM0018602

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le LY6E humain (RIG-E/SCA-2) ; validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des lymphocytes T et l'entrée des coronavirus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-LY6E
Remarques/Alias	RIGE ; SCA2 ; RIG-E ; SCA-2 ; TSA-1 ; LY6E
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4061
GeneID	4061
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-101 du LY6E humain (NP_002337.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q16553
Poids moléculaire protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace