


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ly75 (Dec-205/Cd205) Pour Wb/Elisa - O60449

Numéro d'article: CM0017031



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain LY75 (DEC-205, CD205), produit contre une protéine recombinante (aa 216-501). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée envers l'humain et la souris. Convient pour les études sur les récepteurs endocytiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LY75 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD205 ; LY-75 ; CLEC13B ; DEC-205 ; GP200-MR6 ; LY75
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4065
GeneID	4065
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 216-501 de l'humain LY75 (NP_002340.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O60449
Poids Moléculaire de la Protéine	198 kDa
Expédition	Sac de glace