

Anticorps Polyclonal Anti-Ly86 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095711

Numéro d'article: CM0030217



Introduction

CamelBio propose l'anticorps polyclonal de lapin anti-LY86 (MD-1) validé pour WB, IHC-P et ELISA. Il réagit avec le LY86 humain et de souris. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la signalisation LPS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LY86 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MD1; MD-1; MMD-1; dj80N2.1; LY86
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9450
GeneID	9450
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-162 de LY86 humain (NP_004262.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O95711
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace