

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ly86 Pour Wb, Elisa - O95711

Numéro d'article: CM0019856



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'humain LY86 (MD1). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LY86 Lapin pAb
Remarques/Alias	MD1; MD-1; MMD-1; dj80N2.1; LY86
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9450
GeneID	9450
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O95711
Poids Moléculaire Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace