


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ly96 Pour Wb, Elisa - Q9Y6Y9

Numéro d'article: CM0024430



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain LY96 (MD-2), validé pour WB et ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris. Un outil essentiel pour étudier la signalisation LPS/TLR4 et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LY96 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MD2 ; MD-2 ; ly-96 ; ESOP-1 ; LY96
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23643
GeneID	23643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-160 de l'humain LY96 (NP_056179.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9Y6Y9
Poids protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace