


Anticorps Polyclonal Anti-Lyn Pour Wb, Elisa - P07948

Numéro d'article: CM0023162



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Lyn humain (JTK8, p53Lyn, p56Lyn) validé pour WB et ELISA ; réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des lymphocytes B et de la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lyn Lapin pAb
Remarques/Alias	JTK8 ; p53Lyn ; p56Lyn ; Lyn
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4067
GeneID	4067
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de Lyn humain (NP_002341.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07948
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace