

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lypla1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75608

Numéro d'article: CM0031032



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LYPLA1 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte l'acyl-protéine thioestérase 1 humaine et murine (25 kDa), un régulateur clé de la palmitoylation des protéines et du métabolisme des lysophospholipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LYPLA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1; LYPLA1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10434
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de la LYPLA1 humaine (NP_006321.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O75608
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace