

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lyrm1 Pour Wb Et Elisa - O43325

Numéro d'article: CM0018186

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LYRM1 humain, adapté au Western blot et à l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Étudiez le rôle de LYRM1 dans la prolifération et l'apoptose des préadipocytes dans le tissu adipeux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LYRM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	A211C6.1; LYRM1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	57149
GeneID	57149
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-122 de LYRM1 humain (NP_065157.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O43325
Poids moléculaire	14 kDa
Expédition	Sac de glace