

Anticorps Monoclonal Anti-Lysozyme (Lyz) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P61626

Numéro d'article: CM0003032



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant dirigé contre la Lysozyme C humaine (LYZ) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Adapté aux études sur l'immunité innée, la défense antimicrobienne et la recherche sur l'amylose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lysozyme (LYZ) Rabbit mAb
Remarques / Alias	LZM ; LYZF1 ; Lysozyme (LYZ)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4069
GeneID	4069
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 du Lysozyme humain (LYZ) (NP_000230.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61626
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace