

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lysozyme (Lyz) Pour Wb, If-P, Elisa - P61626

Numéro d'article: CM0002221



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le Lysozyme C humain (LYZ). Validé pour WB, IF-P, ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris. Cible une enzyme bactériolytique dans la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lysozyme (LYZ) AcM de lapin
Remarques/Alias	LZM ; LYZF1 ; Lysozyme (LYZ)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4069
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 du Lysozyme humain (LYZ) (P61626).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P61626
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace