

Anticorps Polyclonal Anti-Lysrs/Kars Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15046

Numéro d'article: CM0017049



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LysRS/KARS humain (KARS1), adapté aux analyses par WB, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. LysRS catalyse l'aminocyclisation de l'ARNt et agit comme une molécule de signalisation. Validé pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LysRS/KARS pAb de lapin
Remarques/Alias	KRS ; KARS ; KARS2 ; LEPID ; CMTRIB ; DEAPLE ; DFN89 ; LysRS/KARS
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3735
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 298 à 597 de LysRS/LysRS/KARS humain (NP_005539.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15046
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace