


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lysrs/Kars Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15046

Numéro d'article: CM0009758



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-LysRS/KARS destiné à la détection de la Lysyl-tRNA synthétase dans des échantillons humains, de souris et de rat, pour les techniques WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Idéal pour les matières premières IVD et les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LysRS/KARS Rabbit mAb
Remarques / Alias	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFN89; LysRS/KARS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3735
GeneID	3735
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15046
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace