


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Lyve1 Pour Wb, Elisa - Q9Y5Y7

Numéro d'article: CM0008738



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le LYVE1 humain (récepteur 1 de l'acide hyaluronique des vaisseaux lymphatiques). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient à l'étude de la biologie des cellules endothéliales lymphatiques et du transport de l'hyaluronane.

[En savoir plus](#)

Spécification	Valeur
Nom du Produit	LYVE1 mAb Lapin
Remarques/Alias	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10894
ID de Gène	10894
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5Y7
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace