

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lyve1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Bhc0

Numéro d'article: CM0005050



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique du LYVE1 de souris pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte le LYVE1 (34 kDa) de souris et de rat, un récepteur d'acide hyaluronique des cellules endothéliales des vaisseaux lymphatiques impliqué dans le transport de l'HA et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin LYVE1
Remarques/Alias	Xlkd1 ; Lyve-1 ; Crsbp-1 ; 1200012G08Rik ; Lyve1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	10894
GeneID	114332
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-228 de la souris Lyve1. (NP_444477.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8BHC0
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace