

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lyve1 Pour Wb Et Elisa - Q8Bhc0

Numéro d'article: CM0018907



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-Lyve1 est un pAb de lapin produit contre Lyve1 de souris (aa 30-228), validé pour le Western blot et l'ELISA, et présentant une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction du récepteur 1 de l'acide hyaluronique des cellules endothéliales lymphatiques et le transport de l'acide hyaluronique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lyve1 Rabbit pAb
Remarques/alias	Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
Espèce	Souris
GeneID	114332
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-228 de Lyve1 de souris (NP_444477.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8BHC0
Poids moléculaire	34 kDa
Expédition	Sac de glace