


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lyve1 Pour Wb, Elisa - Q9Y5Y7

Numéro d'article: CM0025601



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant LYVE1 (récepteur 1 de l'acide hyaluronique endothélial des vaisseaux lymphatiques) pour les applications Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de souris, idéal pour la recherche sur les vaisseaux lymphatiques et l'hyaluronane.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAc de lapin LYVE1
Remarques/Alias	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10894
GeneID	10894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-238 de LYVE1 humain (NP_006682.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y5Y7
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace