

Anticorps Polyclonal Anti-Lyzl6 Pour Wb Et Elisa - 075951

Numéro d'article: CM0016900

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine LYZL6 humaine, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Adapté pour la recherche sur la fertilité et les antimicrobiens, il détecte une protéine d'environ 17 kDa dans des échantillons de testicule et de spermatozoïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LYZL6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LYC1; LYZB; UNQ754; PRO1485; TKAL754; HEL-S-6a; LYZL6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	57151
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-148 de la protéine LYZL6 humaine (NP_065159.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75951
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sachet de glace