

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lztr1 Pour Wb, Elisa - Q8N653

Numéro d'article: CM0024950



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LZTR1 validé pour WB et ELISA. Détecte le LZTR1 humain, murin et de rat, un adaptateur spécifique au substrat du complexe ligase E3 ubiquitine BCR régulant la signalisation Ras-MAPK. Idéal pour la recherche en oncologie et sur les maladies du neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-LZTR1
Remarques/Alias	NS2 ; NS10 ; BTBD29 ; LZTR-1 ; SWNTS2 ; LZTR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8216
GeneID	8216
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-545 du LZTR1 humain (NP_006758.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N653
Poids Moléculaire Protéique	95 kDa
Expédition	Sac de glace