

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lzts2 Pour Wb Et Elisa - Q9Brk4

Numéro d'article: CM0014863

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine LZTS2 (LAPSER1), un régulateur négatif de la fragmentation des microtubules et de la signalisation Wnt. Validé pour la WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient aux recherches sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LZTS2 pAb de lapin
Remarques/alias	LAPSER1 ; LZTS2
Espèce	Humaine
GeneID	84445
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 470-669 de la protéine humaine LZTS2 (NP_115805.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9BRK4
Poids moléculaire	73 kDa
Expédition	Sac de glace