


Anticorps Polyclonal Anti-M6Pr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20645

Numéro d'article: CM0021125



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal Anti-M6PR validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du trafic des enzymes lysosomales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validated] M6PR Lapin pAb
Remarques/Alias	SMPR; MPR46; CD-MPR; MPR 46; MPR-46; CD-M6PR; PR
Espèce	Humain
GeneID	4074
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20645
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace