


Anticorps Monoclonal Anti-MacroH2A.1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75367

Numéro d'article: CM0008132



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-macroH2A.1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la macroH2A.1 humaine, murine et de rat, une histone variante impliquée dans la répression transcriptionnelle et le métabolisme du NAD⁺. Idéal pour la recherche sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-macroH2A.1
Remarques/Alias	H2A.y ; H2A/y ; H2AFY ; mH2A1 ; H2AF12M ; MACROH2A1.1 ; macroH2A1.2 ; macroH2A.1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9555
GeneID	9555
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de la macroH2A.1 humaine (O75367)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75367
Poids moléculaire protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace