


Anticorps Polyclonal Anti-MacroH2A.1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075367

Numéro d'article: CM0021307



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant macroH2A.1 (H2AFY), une histone variante impliquée dans la répression transcriptionnelle, l'inactivation du chromosome X et le métabolisme du NAD⁺. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur humain, sour souris, rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] macroH2A.1 Lapin pAb
Remarques/Alias	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9555
ID de gène	9555
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 123-372 de macroH2A.1 humain (NP_613258.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075367
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace