


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-MacroH2A.1 Pour Wb, Elisa - 075367

Numéro d'article: CM0021345



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le macroH2A.1 humain (H2AFY), validé pour WB et ELISA. Reconnaît les isoformes humaines et de rat ; variante d'histone de base impliquée dans la répression de la transcription et le remodelage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	macroH2A.1 Lapin pAb
Remarques/Alias	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1
Espèce	Humain
GeneID	9555
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du macroH2A.1 humain (NP_613258.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	075367
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace