


Anticorps Polyclonal Anti-Mad1L1 Pour Wb, Elisa - Q9Y6D9

Numéro d'article: CM0020113



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MAD1L1 humain pour WB et ELISA ; réagit également avec le rat. Convient aux recherches sur le point de contrôle de l'assemblage du fuseau, la ségrégation des chromosomes et la signalisation du point de contrôle mitotique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAD1L1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MAD1 ; MVA7 ; PIG9 ; TP53I9 ; TXBP181 ; MAD1L1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8379
GeneID	8379
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de MAD1L1 humain (NP_003541.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9Y6D9
Poids moléculaire	83 kDa
Expédition	Sac réfrigérant